

# dermalight® 1000/1000 L

Új mérce a teljes testes UV-fényterápiában



**Kivitel:**

**dermalight® 1000**

(1.80-méteres fénycsövek)

**dermalight® 1000 L**

(2.00-méteres fénycsövek)

**Technikai adatok:**

**dermalight® 1000**

(1.80-méteres fénycsövek)

Méretetek (H x Sz x M):

720 x 850 x 2005 mm

Teljesítmény: 800 Watt

Súly: kb. 70 kg

Hálózati csatl.: 230 Volt/50 Hz

**dermalight® 1000 L**

(2.00-méteres fénycsövek)

Méretetek (H x Sz x M):

720 x 850 x 2205 mm

Teljesítmény: 950 Watt

Súly: kb. 75 kg

Hálózati csatl.: 230 Volt/50 Hz

**Gyártói tanúsítvány:**



**Gyártói besorolás:**

WEEE-Reg.-Nr.: DE 14312030



**Dr. Hönle orvosi készülékek**

A Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH egy több mint 30 éve működő bajor vállalkozás, amely specializálta magát bőrbetegségek kezelésére alkalmas magas minőségű és értékű, UV-fényterápiás készülékek kifejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A bőrgyógyászokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően a kezelések optimalizálásra kerültek, a mellékhatások így a minimumra csökkentek.

Az intenzív tapasztalatcsere az orvosokkal, betegekkel és forgalmazókkal, a készülékek permanens javulásához vezet és lehetővé teszi új termékek kifejlesztését. A piacon ezek a készülékek számítanak a leginnovatívabbaknak. Minőségüket biztosítja a DIN EN ISO 13485 tanúsítvány. Minden készülék rendelkezik a szükséges, az orvosi készülékekre vonatkozó EU-irányelv 93/42 EWG által meghatározott CE jelzéssel.

A felhasználókkal folytatott rendszeres konzultáció, amely a vevők és páciensek elégedettségére engednek következtetni, lehetővé teszi a gyors és közvetlen, főleg igény szerinti reagálást. A termékpalettában megtalálhatók mind a kis felületek, mind pedig a teljes test kezelésére alkalmas eszközök, kabinok és diagnosztikai készülékek. Minden termék a legmagasabb minőségben, ennek ellenére elérhető áron, Németországban kerül legyártásra. Különös figyelmet szenteltünk a készülékek egyszerű és biztonságos kezelésére, hogy a legkülönbözőbb terápiás módszerek eredményes kezelése alkalmazható legyen a teljes indikáció-spektrumra.

A forgalmazás és a szerviztevékenység világszerte partnercégeken keresztül történik, amelyek a saját hazájukon belüli értékesítésért és vevőszolgálatért felelősek. Intenzív továbbképzések biztosítják a folyamatos és magas színvonalú kompetenciát.

**Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH**

Viktor-Frankl-Straße 20  
86916 Kaufering

Telefon: 0 81 91/3 05 55-0  
Telefax: 0 81 91/3 05 55-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)  
Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)



## dermalight® 1000/1000L

Az új teljes testes UV-fényterápia választható extrahosszú 2 méteres-, vagy 1,8 méteres fénycsővel



# dermalight® 1000/1000L

Flexibilis teljes testes UV-fényterápia

## Különleges tulajdonságok:

- választása szerint 1,8 m, vagy 2 m fénycsővel szállítható
- mikroprocesszoros vezérlés dózis-határértékkel, biztonsági kapcsolóval
- választható idő-és dózisvezérlés
- üzemidő-számláló
- a fénycsövek előtt lévő akrilüveg véd a közvetlen érintéstől, valamint higiénikus és egyszerűen tisztítható
- léptékmentes magasságállítás a gázrugónak köszönhetően
- a speciális reflektorok rövid kezelési időt biztosítanak
- görgős és helytakarékos készülékállvány
- integrált biztonsági kapcsoló a túlmelegedés ellen
- megfelel a törvényi előírásoknak és normáknak
- modern és működési igényeknek megfelelő dizájn
- otthoni terápiákhoz ideális
- 4 év szavatossági idő



## Terápia álló-, fekvő-, és ülő testhelyzetben

A dermalight® 1000 fénypanel léptékmentesen, vertikálisan 180°-ban elforgatható, így lehetővé téve a kezelést álló-, fekvő- és ülő testhelyzetben. Helyi kezeléseket, mint például a tarkó területe szintén gond nélkül elvégezhetők. A léptékmentes magasságállítás biztosítja az ideális kezelési távolságot, a görgős állványnak köszönhetően pedig a készülék könnyen mozgatható és helytakarékosan tárolható.

# Variálható alkalmazás orvosi rendelőkben, és otthoni terápiákban



A léptékmentes magasságállítás 1,35 méterig lehetővé teszi a készülék használatát rendelői kezelőasztalok fölött.



## Pontos dózisbeállítás

Az integrált mikroprocesszoros vezérlés lehetővé teszi a pontos kezelési idő, illetve dózis beállítását. A fénycsövek a kiválasztott kezelési idő lejártát követően automatikusan lekapcsolnak, ezzel biztosítva a túladagolás elkerülését. A kezelés megszakítása esetén a vezérlés a fennmaradó időt tárolja.

A magas UV-intenzitásnak köszönhetően a kezelési idő minimalizálható, amely meggátolja az erythemképződést és csökkenti a kumulatív dózist.

## Variálható fénycsőkiosztás

A dermalight® 1000 választása szerint szállítható 1,8 illetve újdonságnak számító 2 méteres fénycsövekkel. Ezek lehetővé teszik, hogy 180 cm-nél magasabb pácienseket is fejtetől talpig egyidejűleg homogén módon besugározzunk.



## Indikációk:

- Psoriasis (pikkelysömör)
- Neurodermitis
- Vitiligo
- Atópiás dermatitis
- Akne
- stb.

## Fénycsőtartományok:

- Szélessávú UV-A (PUVA)
- Speciális UV-A1
- Szélessávú UV-B (SUP)
- Keskenysávú UV-B/311 nm

Magyarországon forgalmazza

**MEDILAS**  
...medizintechnische Innovationen

Medilas Kereskedelmi Kft.  
1089 Budapest, Baross u. 133.  
Tel.: +36 1 477 01 30 Fax: +36 1 477 01 32  
[www.medilas.hu](http://www.medilas.hu) [mail@medilas.hu](mailto:mail@medilas.hu)